

Käyttöohje

deconex® FOAM ACTIVE

Lievästi emäksinen entsyyminen esipuhdistusvaahto

Kirurgian instrumenttien esipesuun



Käyttökohteet

deconex® FOAM ACTIVE on käyttövalmis, lievästi emäksinen entsyyminen, erityiseen entsyymien ja pinta-aktiivisten aineiden yhdistelmään pohjautuva pesuvahto, joka on tarkoitettu pitämään kirurgian instrumentit kosteina ja suojaamaan niitä korroosiolta leikkaussalista välinehuoltoon kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet

Erityisen koostumuksensa ja formulaationsa ansiosta deconex® FOAM ACTIVE pitää instrumentit kosteina tehokkaasti ja estää siten kirurgisen lian kuivumisen. Mikä tärkeintä, deconex® FOAM ACTIVE suojaa instrumentteja korroosiolta välinehuollossa tehtävään uudelleen käsittelyyn asti. deconex® FOAM ACTIVE on lisäksi formuloitu muodostamaan stabiili vahto, joka irtoaa helposti huuhtelemalla, mikä entisestään helpottaa instrumenttien uudelleen käsittelyä välinehuollossa. deconex® FOAM ACTIVE auttaa hyvinkin erityyppisten orgaanisten epäpuhtauksien, kuten veren, kudospäämien ja liman irrottamista eri materiaaleista valmistetuista instrumenteista. deconex® FOAM ACTIVE on turvallinen ja ympäristöystävällinen, sillä se ei sisällä EDTA- eikä NTA-happoja.

Käyttö ja annostus

deconex® FOAM ACTIVEa käytetään suihkuttamalla sitä suoraan instrumentteihin leikkaussaleissa heti niiden käytön jälkeen. deconex® FOAM ACTIVE tulee suihkuttaa instrumentteihin siten, että se peittää ja kastelee ne kokonaan, jotta saavutetaan optimaalinen teho.

Suosittelun annostus

Annostus

deconex® FOAM ACTIVE

Käyttövalmis. Suihkuta suoraan instrumentteihin niin, että ne peittyvät ja kastuvat kokonaan.

deconex® FOAM ACTIVE:n keskeiset ominaisuudet:

- estää kirurgisen lian kuivumisen
- suojaa instrumentteja korroosiolta
- helppo huuhdella pois välinehuollossa
- stabiili vahto
- sopii hyvin yhteen erilaisten materiaalien kanssa

deconex® FOAM ACTIVE

Turvallisuustiedot

Katso työturvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä deconex® FOAM ACTIVE:n käyttöturvallisuustiedotteesta.

Varastointi ja kuljetus

Varastoi tuote 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkintälaitte on pakkasarka. Vältä mahdollisuuksien mukaan tuotteen kuljettamista kylmänä vuodenaikana. Jos kuljettamista tällaisina aikoina ei kuitenkaan voida välttää, tuote on kuljetettava lämpötilavalvotulla rekka-autolla tai merikontissa, jonka lämpötilaksi on säädetty yli 5 C, tai lyhyissä, enintään 10 tuntia kestävässä kuljetuksissa on käytettävä suoja-huppuja, jotka estävät lämpötilan laskun alle -5 C:n.

Valmistaja:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, CH-4528 Zuchwil / Sveitsi

Puh. +41 32 686 56 00 Faksi +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch



Tuotetietolehti

deconex® FOAM ACTIVE

Lievästi emäksinen entsyyminen esipuhdistusvaahto

Kirurgian instrumenttien esipesuun



Ainesosat

Pinta-aktiiviset aineet
Entsyymit
Liuotusaineet
Säilöntäaineet

Materiaaliyhteensopivuus

deconex® FOAM ACTIVE on yhteensopiva monien eri materiaalien kanssa.

Sopii:

Ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, anodisoidulle alumiinille, titaanille, kuparille, messingille, kromipinnoitetuille materiaaleille, muoveille, elastomeereille, myös polyuretaanille, silikonille, Teflonille, kumille ja lateksille, lasille ja keraamisille materiaaleille. Ei tiedossa olevia materiaaliyhteensopimattomuksia.

Jos käsitellään muista kuin edellä mainitusta materiaaleista valmistettuja välineitä, on ensin suoritettava asianmukaiset yhteensopivuustestit tai otettava yhteyttä Borer Chemie AG:hen.

CE-merkintä

deconex® FOAM ACTIVE täyttää EU-direktiivin 2017/745 lääkintälaitteille asettamat vaatimukset.

deconex® FOAM ACTIVE

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

| | | |
|----------|--------------------|-----------------|
| Tiheys | käyttövalmis liuos | 1,00 g/ml |
| Ulkonäkö | käyttövalmis liuos | kirkas, väritön |

Pakkaus

Pakkaukset, korkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä polyeteenistä.

Pakkauskoot

| Pakkaustyyppi | Sisältö | Tuotenro |
|---------------|---------|----------------|
| Suihkupullo | 0,5 l | 525100.00-S05N |
| Pullo | 1 l | 525100.00-F10W |
| Kanisteri | 5 l | 525100.00-K05W |

Lisätietoja

Lue käyttöohje ja käyttöturvallisuustiedote ennen kuin alat käyttää tuotetta.

Hyödynnä asiantuntemustamme. Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset tietoja erityiskäyttökohdettasi varten.

Valmistaja:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, CH-4528 Zuchwil / Sveitsi
Puh. +41 32 686 56 00 Faksi +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch