

Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

deconex 64 NEUTRADRY

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut käytöt

Huuhteluaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Borer Chemie AG

Katu : Gewerbestrasse 13

Postinumero/paikkakunta : 4528 Zuchwil

Maa : Schweiz

Puhelin : +41 32 686 56 00

Telefax : +41 32 686 56 90

Tietoa antava kontaktihenkilö : product.safety@borer.ch

1.4 Häät puhelinnumero

Myrkyttää Ilmoita. Centre Dep.of kliinisen farmakologian, University Centr. sairaala, +358 (9) 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Eye Irrit. 2 ; H319 - Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Kattegoria 2 ; Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

2.2 Merkinnät

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit



Huutomerkki (GHS07)

Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvausekkeet

P264

Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P280

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

P337+P313

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P305+P351+P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

2.3 Muut vaarat

Ei

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

Vaaralliset aineosat

N,N-DIMETYYLIDESYLAAMIINI N-OKSIDI ; REACH rekisteröintinumero : 01-2119959297-22-XXXX ; EY-N:o : 220-020-5; CAS-Nro : 2605-79-0

Painonosuus : $\geq 1 - < 5$ %
Luokitus 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2 ; H411

Lisäohjeet

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Sisältöä koskevat merkinnät (Asetus (EY) N:o 648/2004)

ionittomat pinta-aktiiviset aineet 5 - < 15 %
(Etyleenidioksi)dimetanoli < 5 %

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä

Huolehdittava raittiista ilmasta. Hengityselinten ärsytyksessä on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Ihokosketuksessa

Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet välittömästi. Pestävä vedellä ja huuhdottava hyvin.

Jos joutunut silmiin

Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä. Jos esiintyy silmien ärsytystä, tulee konsultoida silmälääkäriä.

Nieltynä

Ei saa oksennuttaa. Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (mikäli mahdollista, näytettävä käyttöohjetta tai käyttöturvallisuustiedotetta).

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Itse tuote ei pala.

Soveltuva sammutusväline

Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön. Vesisuihku, vaahto, sammutusjauhe Hiilidioksidi (CO2)

Soveltumaton sammutusväline

Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Palaminen synnyttää myrkyllisiä kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Eriyiset suojaimet tulipalon varalle

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

5.4 Lisäohjeet

Ei

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia toimenpiteitä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin käsittely kohdan jätehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso Luku 7, 8 ja 13

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältettävä kosketusta ihoon ja silmiin.

Turvallisuustoimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet

Räjähdyssuojaa ei tarvita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Muut tiedot varastointiehdoista

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Varastointilämpötila : Ihanteellinen säilytyslämpötila 20 °C. Katso lisätietoja tuote-etiketistä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Silmä-/kasvosuojaus

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat

Ihonsuojaus

Käsien suojaus

Täysikosketus: Käsinemateriaali: nitrilikumi Kerrospaksuus: 0.4 mm Lämpösuojaaika: > 480 min. Roiskekosketus:

Käsinemateriaali: nitrilikumi Kerrospaksuus: 0.4 mm Lämpösuojaaika: > 480 min. Suojakäsineiden on oltava EU direktiivin 89/686/EEC ja EN374-standardin mukaiset.

Vartalon suojaus

Ei tarvita erityisiä turvallisuustoimenpiteitä.

Yleiset terveys- ja turvallisuusohjeet

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö : nestemäinen

Väri : kirkas, väritön

Haju : ominainen

Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

Turvallisuutta koskevat perustiedot

Sulamispiste/sulamisalue :			ei relevantti	
Kiehumispiste ja kiehumisalue :	(1013 hPa)	noin	100 °C	
Hajoamislämpötila :		>	230 °C	
Leimahduspiste :			käyttökelvoton	
Syttymislämpötila :			käyttökelvoton	
Alempi räjähdysraja :			käyttökelvoton	
Ylempi räjähdysraja :			käyttökelvoton	
Höyrynpaine :	(25 °C)	noin	32 hPa	
Tiheys :	(20 °C)		1 g/cm ³	
Liuottimen erittelykoe :	(20 °C)		ei määritelty	
Vesiliukoisuus :	(20 °C)		100 g/l	
pH :	(20 °C / 10 g/l)	noin	10	
pH-arvo (liuotteelta = juomavesi):	(20 °C / 10 g/l)	noin	7	
log P O/W :			ei määritelty	
Tyhjenemisaika :	(20 °C)		ei määritelty	DIN-pikari 4 mm
Viskositeetti :	(20 °C)		ei määritelty	
Haihtumisluku :			ei relevantti	
Haihtumisnopeus :			ei relevantti	
Syttyvät kiinteät aineet :	Käyttökelvoton.			
Syttyvät kaasut :	Käyttökelvoton.			
Hapettavat nesteet :	Käyttökelvoton.			
Räjähätvyys :	Ei räjähtävä mukaisesti EU A.14.			

9.2 Muut tiedot

Ei

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti vakaa suositelluissa säilytyksen, käytön ja lämpötilan olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei ole määräystenmukaisessa käytössä.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Termistä hajoantumista yli 230 C.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tiedossa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutit vaikutukset

Akuutti oraallinen toksisuus

Parametri :	ATEmix laskettu
Altistumistapa :	Oraallinen
Laji :	Rotta
Vaikuttava annos :	> 12000 mg/kg

Ärsytys ja syövyttäminen

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Herkistyminen

Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

Ei tietoja saatavissa.

CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttava, perimää muuttava ja lisääntymiselle vaarallinen vaikutus)

Ei tietoja saatavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Ei tietoja saatavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Ei tietoja saatavissa.

Aspiraatiovaara

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Käyttäytyminen jätevedenpuhdistamoissa

Parametri : Kemiallinen hapenkulutus (KHK)
Vaikuttava annos : 252 g/kg

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biohajoavuus

Parametri : Biologinen hajoaminen (OECD)
Vaikuttava annos : > 90 %

Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista

Valmisteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY)N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoja saatavissa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

12.7 Ekotoksikologista lisätietoa

Ei

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen/pakkauksen hävittäminen

Vietävä paikallisia määräyksiä noudattaen

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

Kauppanimi : deconex 64 NEUTRADRY
Laadittu pvm : 24.05.2018
Tulostuspäivämäärä : 11.06.2021

Versio : 10.2.0

14.4 Pakkausryhmä

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

14.5 Ympäristövaarat

Ei vaarallinen aine kuljetussääntöjen kannalta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Ei

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 16: Muut tiedot

Käyttäjä on vastuussa kaikkien asianomaisten määräysten noudattamisesta.

16.1 Viitteet muutoksesta

02. Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

16.2 Lyhenteet ja akronyymit

Ei

16.3 Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet

Ei

16.4 Seosten luokittelu ja käytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei tietoja saatavissa.

16.5 H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

H302	Haitallista nieltynä.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

16.6 Koulutusohjeet

Ei

16.7 Muut tiedot

Ei

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.